




**THE IDEAL COMPRESSION
TIGHTS FOR WORK,
PREGNANCY AND TRAVEL.**

This product applies graduated compression (14-17mm Hg at ankle) that increases blood flow in the legs and thereby aids in preventing tiredness, aching and swelling.

Do not use this product if you suffer from: Serious circulatory problems, leg swelling due to heart problems, infection of the leg/phlebitis, diabetes, problems with nerves in the legs and feet leading to decreased sensation, open leg sores below the knee, peripheral neuropathy.

This product is intended for use by adults.

Please consult a healthcare professional before use if you: Have had blood clots already/ have a family history of blood clots, suffer from or have had treatment for cancer, blood diseases, receive treatment for heart failure or circulation problems, have had recent surgery especially on the hips or knees or have an inherited clotting tendency.

Warning: Do not fold or roll down. If legs develop redness, pain or irritation during use, discontinue use and consult a healthcare professional. Fingernails, oils or greasy ointments may damage the fabric and reduce its life. Do not use if fabric shows signs of degradation. Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to G&N and the Competent Authority in your country.

Washing Instructions

54% Cotton, 40% Polyamide, 6% Elastane

Machine wash do not exceed 40°C/104°F

No bleach products should be used

Do not iron

Do not dry clean

Do not tumble dry

CS Lifesciences Europe Limited,
The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7,
D07 P4AX Ireland

G&N Medical, Stane Street, Slinfold, Horsham,
West Sussex, RH13 0GN
Office: +44 (0) 1403 799190
www.gandn.com | www.fitlegs.com



Size	Ankle Measurement (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

COLLANT A COMPRESSIONE GRADUATA IDEALI PER IL LAVORO, LA GRAVIDANZA E I VIAGGI. Questo prodotto applica una compressione graduata (14-17mm Hg alla caviglia) che aumenta il flusso di sangue nelle gambe e aiuta a prevenire stanchezza, indolenzimento e gonfiore. **Non usi questo prodotto se soffri di:** Gravi problemi circolatori, edema delle gambe dovuto a problemi cardiaci, infezione alle gambe/flebite, diabete, neuropatie delle gambe e dei piedi che comportano una diminuzione della sensibilità, piaghe aperte nella zona della gamba sotto il ginocchio, neuropatia periferica. **Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Consulti un medico prima dell'uso se:** ha avuto episodi di coaguli di sangue/ha una storia familiare di coaguli di sangue, è ammalato di cancro o ha assunto terapie contro il cancro, soffre di malattie del sangue, assume farmaci per l'insufficienza cardiaca o problemi circolatori, recentemente ha subito un intervento chirurgico, specialmente a carico dell'anca o del ginocchio, ha una tendenza ereditaria alla formazione di coaguli. **Avvertenza:** Non piegare o arrotolare le calze; in presenza di arrossamenti, dolore o irritazione sospendere l'uso e consultare un medico. Le unghie e il contatto con oli o unguenti possono danneggiare il tessuto e ridurne la durata. Non utilizzare se il tessuto sembra consumato. Qualsiasi evento grave relativo a questo dispositivo deve essere segnalato alla G&N e all'autorità competente del suo paese.

Istruzioni per il lavaggio: 54% cotone, 40% poliammide, 6% elasthan.

Lavaggio in lavatrice: non superare i 40°C/104°F

Non usare prodotti a base di candeggina

Non stirare

Non lavare a secco

Non asciugare in asciugatrice


Misura	Misura della caviglia (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

30/07/2021
100012/2



FITLEGS®
Everyday Tights





THE IDEAL COMPRESSION SOCKS FOR WORK, PREGNANCY AND TRAVEL

This product applies graduated compression (14-17mm Hg at ankle) that increases blood flow in the legs and thereby aids in preventing tiredness, aching and swelling.

Do not use this product if you suffer from: Serious circulatory problems, leg swelling due to heart problems, infection of the leg/phlebitis, diabetes, problems with nerves in the legs and feet leading to decreased sensation, open leg sores below the knee, peripheral neuropathy.

This product is intended for use by adults.

Please consult a healthcare professional before use if you: Have had blood clots already/have a family history of blood clots, suffer from or have had treatment for cancer, blood diseases, receive treatment for heart failure or circulation problems, have had recent surgery especially on the hips or knees or have an inherited clotting tendency. **Warning:** Do not fold or roll down. If legs develop redness, pain or irritation during use, discontinue use and consult a healthcare professional. Fingernails, oils or greasy ointments may damage the fabric and reduce its life. Do not use if fabric shows signs of degradation. Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to G&N and the Competent Authority in your country.

Washing Instructions

- 90% Nylon, 10% Elastane
- Machine wash do not exceed 40°C/104°F
 - No bleach products should be used
 - Do not iron
 - Do not dry clean
 - Do not tumble dry

EC REP CS Lifesciences Europe Limited,
The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7,
D07 P4AX Ireland

G&N Medical, Stane Street, Slinfold, Horsham,
West Sussex, RH13 0GN
Office: +44 (0) 1403 799190
www.gandn.com | www.fitlegs.com

CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA IDEALI PER IL LAVORO, LA GRAVIDANZA E I VIAGGI. Questo prodotto applica una compressione graduata (14-17mm Hg alla caviglia) che aumenta il flusso di sangue nelle gambe e aiuta a prevenire stanchezza, indolenzimento e gonfiore. **Non usi questo prodotto se soffri di:** Gravi problemi circolatori, edema delle gambe dovuto a problemi cardiaci, infezione alle gambe/flebite, diabete, neuropatie delle gambe e dei piedi che comportano una diminuzione della sensibilità, piaghe aperte nella zona della gamba sotto il ginocchio, neuropatia periferica. **Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Consulti un medico prima dell'uso se:** ha avuto episodi di coaguli di sangue/ha una storia familiare di coaguli di sangue, è ammalato di cancro o ha assunto terapie contro il cancro, soffre di malattie del sangue, assume farmaci per l'insufficienza cardiaca o problemi circolatori, recentemente ha subito un intervento chirurgico, specialmente a carico dell'anca o del ginocchio, ha una tendenza ereditaria alla formazione di coaguli. **Avvertenza:** Non piegare o arruolare le calze, in presenza di arrossamenti, dolore o irritazione sospendere l'uso e consultare un medico. Le unghie e il contatto con oli o unguenti possono danneggiare il tessuto e ridurne la durata. Non utilizzare se il tessuto sembra consumato. Qualsiasi evento grave relativo a questo dispositivo deve essere segnalato alla G&N e all'autorità competente del suo paese.

Istruzioni per il lavaggio: 90% Nylon, 10% Elastan

- Lavaggio in lavatrice: non superare i 40°C/104°F
- Non usare prodotti a base di candeggina
- Non stirare
- Non lavare a secco
- Non asciugare in asciugatrice


Misura	Misura della caviglia (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

Size	Ankle Measurement (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30



30/07/2021
100013/2





THE IDEAL COMPRESSION SOCKS FOR WORK, PREGNANCY AND TRAVEL

This product applies graduated compression (14-17mm Hg at ankle) that increases blood flow in the legs and thereby aids in preventing tiredness, aching and swelling.

Do not use this product if you suffer from: Serious circulatory problems, leg swelling due to heart problems, infection of the leg/phlebitis, diabetes, problems with nerves in the legs and feet leading to decreased sensation, open leg sores below the knee, peripheral neuropathy.

This product is intended for use by adults.

Please consult a healthcare professional before use if you: Have had blood clots already/have a family history of blood clots, suffer from or have had treatment for cancer, blood diseases, receive treatment for heart failure or circulation problems, have had recent surgery especially on the hips or knees or have an inherited clotting tendency. **Warning:** Do not fold or roll down. If legs develop redness, pain or irritation during use, discontinue use and consult a healthcare professional. Fingernails, oils or greasy ointments may damage the fabric and reduce its life. Do not use if fabric shows signs of degradation. Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to G&N and the Competent Authority in your country.

Washing Instructions	
54% Cotton, 40% Polyamide, 6% Elastane	
	Machine wash do not exceed 40°C/104°F
	No bleach products should be used
	Do not iron
	Do not dry clean
	Do not tumble dry



Size	Ankle Measurement (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

EC REP CS Lifesciences Europe Limited,
The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7,
D07 P4AX Ireland

G&N Medical, Stane Street, Slinfold, Horsham,
West Sussex, RH13 0GN
Office: +44 (0) 1403 799190
www.gandn.com | www.fitlegs.com


CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA IDEALI PER IL LAVORO, LA GRAVIDANZA E I VIAGGI. Questo prodotto applica una compressione graduata (14-17mm Hg alla caviglia) che aumenta il flusso di sangue nelle gambe e aiuta a prevenire stanchezza, indolenzimento e gonfiore. **Non usi questo prodotto se soffri di:** Gravi problemi circolatori, edema delle gambe dovuto a problemi cardiaci, infezione alle gambe/flebite, diabete, neuropatie delle gambe e dei piedi che comportano una diminuzione della sensibilità, piaghe aperte nella zona della gamba sotto il ginocchio, neuropatia periferica. **Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Consulti un medico prima dell'uso se:** ha avuto episodi di coaguli di sangue/ha una storia familiare di coaguli di sangue, è ammalato di cancro o ha assunto terapie contro il cancro, soffre di malattie del sangue, assume farmaci per l'insufficienza cardiaca o problemi circolatori, recentemente ha subito un intervento chirurgico, specialmente a carico dell'anca o del ginocchio, ha una tendenza ereditaria alla formazione di coaguli. **Avvertenza:** Non piegare o arrotolare le calze; in presenza di arrossamenti, dolore o irritazione sospendere l'uso e consultare un medico. Le unghie e il contatto con oli o unguenti possono danneggiare il tessuto e ridurne la durata. Non utilizzare se il tessuto sembra consumato. Qualsiasi evento grave relativo a questo dispositivo deve essere segnalato alla G&N e all'autorità competente del suo paese.


Istruzioni per il lavaggio: 54% cotone, 40% poliammide, 6% elasthan.	
	Lavaggio in lavatrice: non superare i 40 °C/104 °F
	Non usare prodotti a base di candeggina
	Non stirare
	Non lavare a secco
	Non asciugare in asciugatrice

Misura	Misura della caviglia (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

30/07/2021
100014/2







THE IDEAL COMPRESSION SOCKS FOR EXERCISE.

This product applies graduated compression (18-24 mm Hg at ankle) that improves circulation of the blood in the legs and helps you exercise for longer without tired, aching legs and improve recovery afterwards.

Please consult a healthcare professional before use if you: Have had blood clots already/have a family history of blood clots, suffer from or have had treatment for cancer, blood diseases, receive treatment for heart failure or circulation problems, have had recent surgery especially on the hips or knees or have an inherited clotting tendency. **Warning:** Do not fold or roll down. If legs develop redness, pain or irritation during use, discontinue use and consult a healthcare professional. Fingernails, oils or greasy ointments may damage the fabric and reduce its life. Do not use if fabric shows signs of degradation. Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to G&N and the Competent Authority in your country.

Washing Instructions	
95% Polyamide, 5% Elastane	
	Machine wash do not exceed 40°C/104°F
	No bleach products should be used
	Do not iron
	Do not dry clean
	Do not tumble dry

EC REP CS Lifesciences Europe Limited,
The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7,
D07 P4AX Ireland

G&N Medical, Stane Street, Slinfold, Horsham,
West Sussex, RH13 0GN
Office: +44 (0) 1403 799190
www.gandn.com | www.fitlegs.com

CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA IDEALI PER L'ESERCIZIO FISICO. Questo prodotto applica una compressione graduata (18-24 mm Hg alla caviglia) che migliora la circolazione del sangue nelle gambe e aiuta a prolungare i tempi dell'esercizio fisico riducendo la sensazione di stanchezza e indolenzimento alle gambe e migliorando il recupero. **Non usi questo prodotto se soffri di:** Gravi problemi circolatori, edema delle gambe dovuto a problemi cardiaci, infezione alle gambe/febbre, diabete, neuropatie delle gambe e dei piedi che comportano una diminuzione della sensibilità, piaghe aperte nella zona della gamba sotto il ginocchio, neuropatia periferica. **Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Consulti un medico prima dell'uso se:** ha avuto episodi di coaguli di sangue/ha una storia familiare di coaguli di sangue, è ammalato di cancro o ha assunto terapie contro il cancro, soffre di malattie del sangue, assume farmaci per l'insufficienza cardiaca o problemi circolatori, recentemente ha subito un intervento chirurgico, specialmente a carico dell'anca o del ginocchio, ha una tendenza ereditaria alla formazione di coaguli. **Avvertenza:** Non piegare o arrotolare le calze; in presenza di arrossamenti, dolore o irritazione sospendere l'uso e consultare un medico. Le unghie e il contatto con oli o unguenti possono danneggiare il tessuto e ridurne la durata. Non utilizzare se il tessuto sembra consumato. Qualsiasi evento grave relativo a questo dispositivo deve essere segnalato alla G&N e all'autorità competente del suo paese.

Istruzioni per il lavaggio: 95% poliammide 5% elastan.	
	Lavaggio in lavatrice: non superare i 40°C/104°F
	Non usare prodotti a base di candeggina
	Non stirare
	Non lavare a secco
	Non asciugare in asciugatrice

Misura	Misura della caviglia (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

Size	Ankle Measurement (cm)
S	21.5-26.5
M	23.5-27.5
L	25.5-30

30/07/2021
100015/2